



Návod k montáži a použití (1504938)

Obsah balení

3 Oční výplach 500 ml +uzávěr, 5 sterilních gázových tamponů 18×40 cm, 1 tužka na odstranění třísek, 6 sterilních očních kompresí, 1 balení papírových kapesníků 3 vrstvy po 10 kusech, 1 zrcátko 140x80x2 mm s lepidlem

Potřebné nástroje:

- Vrták s vrtákem vhodným pro daný typ zdi
- Šroubovák
- Vodováha
- Tužka
- Metr
- Šrouby a hmoždinky (součástí sady)

Montáž:

1. Vyjměte obsah z krabice.
2. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti: zrcátko, 3 lahvičky (500 ml, sol), šrouby a hmoždinky.
3. Vyberte snadno přístupný místo
v blízkosti rizikových oblastí.
Pro zajištění vodorovnosti použijte vodováhu.
4. Přiložte stanici ke zdi, označte otvory, sejměte ji a vyvrtejte otvory. Vložte hmoždinky.
5. Stanici znovu namontujte a upevněte šrouby.

Zkontrolujte stabilitu.

Použití:

- V případě nouze očí: otevřete stanici, vyjměte potřebnou lahvičku, rozbijte pečeť, použijte oční miskou k vypláchnutí oka.
- Po použití: zkontrolujte pomocí integrovaného zrcátka,
v případě potřeby vyhledejte lékaře.

Pravidelně kontrolujte datum expirace.

- Vyměňte použité nebo prošlé lahvičky: ACQ414
(fyziologický roztok)

Bezpečnostní pokyny:

- Personál musí být proškolen v používání a
umístění.
- Nezakrývejte přístup.



Návod na montáž a použitie (1504938)

Obsah balenia

3 Očný výplach 500 ml + uzáver, 5 sterilných gázových tampónov 18×40 cm, 1 ceruzka na odstraňovanie triesok, 6 sterilných očných kompresí, 1 balenie papierových vreckoviek 3 vrstvy po 10 kusoch, 1 zrkadielko 140x80x2 mm s lepidlom

Potrebné nástroje:

- Vrták s vrtákom vhodným pre daný typ steny
- Skrutkovač
- Vodováha
- Ceruzka
- Meter
- Skrutky a hmoždinky (súčasť sady)

Montáž:

1. Vyberte obsah z krabice.
2. Skontrolujte, či sú prítomné všetky súčasti: zrkadlo, 3 fľaše (500 ml, soľ), skrutky a hmoždinky.
3. Vyberte ľahko prístupné miesto
v blízkosti rizikových oblastí.

Na zabezpečenie vodorovnosti použite vodováhu.

4. Priložte stanicu k stene, označte otvory, sejměte ju a vyvrtejte otvory. Vložte hmoždinky.
5. Stanicu znovu namontujte a upevněte skrutkami.

Skontrolujte stabilitu.

Použitie:

- V prípade poškodenia očí: otvorte stanicu, vyberte potrebnú fľašu, rozbite pečať, použite očné miskú na vypláchnutie oka.
- Po použití: skontrolujte pomocou integrovaného zrkadla,
v prípade potreby vyhľadajte lekára.

- Pravidelne kontrolujte dátum spotreby.
- Vymeňte použité alebo preexpirované fľaše: ACQ414

(fyziologický roztok)

Bezpečnostné pokyny:

- Personál musí byť zaškolený v používaní a
umiestnení.
- Nezakrývajte prístup.



Instrukcja montażu i użytkowania (1504938)

Zawartość opakowania

3 płyn do przemywania oczu 500 ml + nakrętka, 5 sterylnych gazików 18×40 cm, 1 otówek do usuwania drzazg, 6 sterylnych kompresów na oczy, 1 opakowanie chusteczek papierowych 3 warstwy po 10 sztuk, 1 lustro 140x80x2 mm z klejem

Potrzebne narzędzia:

- Wiertarka z wiertłem odpowiednim do danego rodzaju ściany
- Śrubokręt
- Poziomica
- Otówek
- Miarka
- Śruby i kołki rozporowe (w zestawie)

Montaż:

1. Wyjmij zawartość z pudełka.
2. Sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne: lustro, 3 butelki (500 ml, sól), śruby i kołki.
3. Wybierz łatwo dostępne miejsce
w pobliżu obszarów zagrożonych.
Aby zapewnić poziom, użyj poziomicy.
4. Przyłóż stację do ściany, zaznacz otwory, zdejmij ją i wywierć otwory. Włóż kołki.
5. Ponownie zamontuj stację i przykręć śrubami.

Sprawdź stabilność.

Zastosowanie:

- W razie nagłego wypadku z oczami: otwórz stację, wyjmij potrzebną butelkę, złam plombę, użyj miseczki do przemywania oczu.
- Po użyciu: sprawdź za pomocą wbudowanego lusterka,
w razie potrzeby zgłoś się do lekarza.



Szerelési és használati utasítás (1504938)

A csomag tartalma

3 szemöblítő 500 ml + zárófedél, 5 steril gáz tampon 18×40 cm, 1 ceruza szilánkok eltávolításához, 6 steril szemkompresszió, 1 csomag papír zsebkendő 3 rétegben 10 darabos, 1 tűkör 140x80x2 mm ragasztóval

Szükséges eszközök:

- Fúrógép a fal típusához megfelelő fúróval
- Csavarhúzó
- Vízszintező
- Ceruza
- Mérőszalag
- Csavarok és tiplik (a készlet része)

Szerelés:

1. Vegye ki a doboz tartalmát.
 2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e: tűkör, 3 flakon (500 ml, só), csavarok és tiplik.
 3. Válasszon egy könnyen hozzáférhető helyet a veszélyes területek közelében.
- A vízszintes helyzet biztosításához használjon vízmértéket.
4. Helyezze a állomást a falhoz, jelölje meg a furatokat, vegye le és fúrja ki a furatokat. Helyezze be a tipliket.
 5. Szerelje vissza az állomást és rögzítse csavarokkal.

Ellenőrizze a stabilitást.

Használat:

- Szemészeti vészhelyzet esetén: nyissa ki az állomást, vegye ki a szükséges flakont, törje fel a pecsétet, és az öntözőedény segítségével öblítse ki a szemet.
- Használat után: ellenőrizze a beépített tűkör segítségével, szükség esetén forduljon orvoshoz.

Rendszeresen ellenőrizze a lejárat dátumot.

- Cserélje ki a használt vagy lejárt palackokat: ACQ414

(sóoldat)

Biztonsági megjegyzések:

- A személyzetet ki kell képezni a használatára és elhelyezkedésére vonatkozóan.
- Ne akadályozza a hozzáférést.