



ASSEMBLY NOTICE

Cod.	CPS202
Product:	DROP EYE WASH STATION
CE:	MDR 745/2017 of 05/04/2017

English Instructions

Mounting and Usage Instructions

Required Tools:

- Drill with a bit suitable for your wall type
- Screwdriver
- Spirit level
- Pencil
- Measuring tape
- Screws and wall plugs (included in the kit)

Step 1: Prepare the Eyewash Station

1. Remove the DROP station from its packaging.
2. Ensure all components are present:
 - Mirror
 - Two bottles (500 ml sterile saline solution and 250 ml pH neutral solution)
 - Screws and wall plugs

Step 2: Choose the Location

1. Select an easily accessible and visible location, preferably near high-risk areas.
2. Use the spirit level to ensure the station will be mounted horizontally.

Step 3: Marking and Drilling

1. Hold the station against the wall at the desired height.
2. Use the pencil to mark the drilling points through the pre-drilled holes.
3. Remove the station and drill holes at the marked points.
4. Insert the provided wall plugs into the holes.

Step 4: Mounting the Station

1. Place the station back against the wall, aligning it with the drilled holes.
2. Use the screwdriver to secure the station to the wall with the included screws.
3. Ensure the station is firmly fixed and stable.

Step 5: Usage Instructions

1. **In Case of Eye Emergency:**

- Gently pull down the cover to open the station.
- Remove the required bottle:
 - **500 ml sterile saline solution** for general eye rinsing.
 - **250 ml pH neutral solution** to neutralize acids or alkalis.
- Twist the cap to break the seal.
- Use the ergonomic eye cup to direct the fluid into the affected eye.

2. **Post-Use:**

- Use the integrated mirror to assess any damage or remaining contaminants.
 - Seek medical attention if necessary.
-

Maintenance and Refilling

• **Regular Checks:**

- Inspect the station periodically to ensure it's in good condition.
- Check the expiration dates of the solutions.

• **Refilling:**

- Replace used or expired bottles with:
 - **ACQ414:** 500 ml sterile saline solution.
 - **ACQ406:** 250 ml pH neutral solution.
-

Safety Notes

- Ensure all personnel are trained on the location and proper use of the eyewash station.
 - Do not block access to the station with obstacles.
-

Instructions de Montage

Cod.	CPS202
Product:	DROP EYE WASH STATION
CE:	MDR 745/2017 du 05/04/2017

Instructions de Montage et d'Utilisation

Outils Nécessaires :

- Perceuse avec une mèche adaptée au type de mur
- Tournevis
- Niveau à bulle
- Crayon
- Mètre ruban
- Vis et chevilles (incluses dans le kit)

Étape 1 : Préparation de la Station de Lavage Oculaire

1. Retirez la station DROP de son emballage.
2. Assurez-vous que tous les composants sont présents :
 - Miroir
 - Deux flacons (solution saline stérile de 500 ml et solution pH neutre de 250 ml)
 - Vis et chevilles

Étape 2 : Choix de l'Emplacement

1. Choisissez un emplacement facilement accessible et visible, de préférence à proximité des zones à haut risque.
2. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que la station sera montée horizontalement.

Étape 3 : Marquage et Perçage

1. Placez la station contre le mur à la hauteur désirée.
2. Utilisez le crayon pour marquer les points de perçage à travers les trous pré-perçés.
3. Retirez la station et percez les trous aux points marqués.
4. Insérez les chevilles fournies dans les trous.

Étape 4 : Fixation de la Station

1. Remplacez la station contre le mur, en alignant les trous.
2. À l'aide du tournevis, fixez la station au mur avec les vis incluses.
3. Assurez-vous que la station est solidement fixée et stable.

Étape 5 : Instructions d'Utilisation

1. **En Cas d'Urgence Oculaire :**
 - Tirez doucement le couvercle vers le bas pour ouvrir la station.
 - Retirez le flacon requis :
 - **Solution saline stérile de 500 ml** pour un rinçage oculaire général.
 - **Solution pH neutre de 250 ml** pour neutraliser les acides ou les alcalis.

- Tournez le bouchon pour briser le sceau.
- Utilisez l'œillère ergonomique pour diriger le liquide dans l'œil affecté.

2. Après Utilisation :

- Utilisez le miroir intégré pour évaluer tout dommage ou contaminant restant.
- Consultez un médecin si nécessaire.

Entretien et Rechargement

- **Vérifications Régulières :**
 - Inspectez la station périodiquement pour vous assurer qu'elle est en bon état.
 - Vérifiez les dates d'expiration des solutions.
- **Rechargement :**
 - Remplacez les flacons utilisés ou périmés avec :
 - **ACQ414** : Solution saline stérile de 500 ml.
 - **ACQ406** : Solution pH neutre de 250 ml.

Notes de Sécurité

- Assurez-vous que tout le personnel est formé à l'emplacement et à l'utilisation correcte de la station de lavage oculaire.
- Ne bloquez pas l'accès à la station avec des obstacles.